
Formulaire d'installation et d'entretien pour BacTerminator[®] Dental/BacTerminator[®] Dental Compact.

Cocher

Installation: (page 1)

Entretien: (page 2)

Informations sur le dispositif

Type:

Numéro de série:

Adresse d'installation:

Installation

Date d'installation:

Concessionnaire:

Nombre d'unités branchées:

Technicien d'entretien:

Remarques:

Client informé

Paramètres eau

Dureté (dH):

Chlorure [Cl⁻] (mg/L):

Conductivité (µS/cm):

Pression de l'eau (Bar):

Remarques:

Entretien

Date de la visite (d'entretien):

Technicien d'entretien:

Filtre BioReductionZone remplacé:

Essai électrique selon EN 62353

Fonctionnement essayé:

Courant mise à la terre:

mΩ

Client informé:

Courant de fuite:

μA

Paramètres BacTerminator[®] Dental Compact/ BacTerminator[®] Dental (avant l'entretien)

Ampleur restriction:

Paramètre Pwr:

Chlore libre mesuré:

Paramètre dH:

Domaine de puissance:

Calibrage débitmètre:

Paramètres BacTerminator[®] Dental Compact/ BacTerminator[®] Dental (après l'entretien)

Ampleur restriction:

Paramètre Pwr:

Chlore libre mesuré:

Paramètre dH:

Domaine de puissance:

Calibrage débitmètre:

Remarques/prochain entretien: