

Modulo di installazione e manutenzione per BacTerminator[®] Dental/BacTerminator[®] Dental Compact.

Si prega di controllare

Installazione: (pagina 1)

Informazioni sul dispositivo

Tipo:

Indirizzo di installazione:

Manutenzione: (pagina 2)

Numero di serie:

Installazione

Data di installazione:

Rivenditore:

N° di unità collegate:

Technico di assistenza:

Commenti:

Cliente informato:

Parametri acqua

Durezza (dH):

Cloruro [Cl⁻] (mg/L):

Conducibilità (µS/cm):

Pressione dell'acqua (Bar):

Commenti:

Assistenza

Data della prestazione (di assistenza):

Technico di assistenza:

Sostituzione Filtro BioReductionZone:

Prova elettrica secondo EN 62353

Prova di funzionalità:

Corrente di terra:

mΩ

Cliente informato:

Corrente di dispersione:

μA

Parametri BacTerminator[®] Dental Compact/ BacTerminator[®] Dental (pre-assistenza)

Entità strozzatura:

Impostazione Pwr:

Cloro libero misurato:

Impostazioni dH:

Gamma di potenza:

Taratura flussometro:

Parametri BacTerminator[®] Dental Compact/ BacTerminator[®] Dental (dopo-assistenza)

Entità strozzatura:

Impostazione Pwr:

Cloro libero misurato:

Impostazioni dH:

Gamma di potenza:

Taratura flussometro:

Commenti/prossima assistenza: